

Type de pessaire	PATHOLOGIE				CONDITIONS MECANIQUES		FACILITE D'UTILISATION / AUTONOMIE			
	Hystérocele	Cystocèle	Rectocèle	IUE	Aucune tonicité des parois vaginales	Absence de col utérin	Insertion	Retrait	Retrait quotidien obligatoire	Rapports sexuels possibles
<b>Anneau</b>	X	X					Facile	Facile	Non	Oui
<b>Anneau avec support</b>	X	X					Facile	Facile	Non	Oui
<b>Cube</b>	X	X	X	X	X	X	Moyen	Moyen/Difficile	Oui	Non
<b>Dish urétral</b>	X	X		X			Moyen/Facile	Moyen/Facile	Non	Oui
<b>Donut</b>	X	X	X	X		X	Moyen/Difficile	Moyen/Difficile	Non	Non
<b>Gellhorn</b>	X	X				X	Moyen/Difficile	Moyen	Non	Non

*Ces indications sont valables dans la majorité des cas. Cependant, elles ne doivent pas être considérées comme limitatives.*